




DELTA P. VALVE

**Il connettore needle less più piccolo e leggero
col maggior flusso**



Connettore senza ago neutrale con setto fluidi dedicato

La "DELTA P. VALVE":

- Volume di riempimento: 0,04 ml
- Alto flusso: 160 ml/min
- Peso ridotto: 1,5 grammi - ideale anche per pazienti neonatali
- Pressione neutra che garantisce la pervietà del catetere
- Sistema di accesso split septum privo di parti meccaniche interne
- Totalmente trasparente: assicura la verifica di una completa pulizia del dispositivo
- Superficie facilmente disinfettabile

CODICE PRODOTTO 3003315